

La douche au lit

Spécial Domicile

Le concept de douche au lit AJC est destiné à donner une douche directement sur le lit. Cet appareil, spécialement étudié pour la toilette à domicile, met en œuvre du matériel uniquement relié à une prise de courant.

La solution pour tous les cas de toilette au lit



Le système de protection du lit met en œuvre vos connaissances pour un change de drap avec le patient sur le lit. **La manutention est identique.**

L'appareil utilisé est composé de 2 réservoirs :
Un pour l'eau propre
L'autre pour réceptionner l'eau souillée

Peu encombrant (L.55cm x l. 38 cm x H. 40 cm), et d'un poids très raisonnable (10 kg), ce matériel peut être aisément transporté dans tous les types de véhicule et par toute personne.

Une pompe intégrée à l'appareil permet d'aspirer l'eau souillée.

Ce concept permet :

- de réduire les risques d'infections cutanées,
- d'améliorer le processus de guérison des escarres,
- de conserver une protection naturelle de la peau,
- de faciliter la tâche du personnel.